

Workflow Chirurgie Guidée



LE CLIENT ENVOIE AU MILLING CENTER:

- Scanner en format DICOM
- Duplicata du wax-up diagnostique
- Modèles
- Ordonnance médicale
- Evobite



LE MILLING CENTER PRÉPARE :

- Numérisation des modèles avec Evobite
- Conception avec logiciel
- Réalisation du guide chirurgical
- Événuel provisoire en charge immédiate



LE CLIENT REÇOIT LE TRAVAIL TERMINÉ:

- Scanner en format DICOM
- Duplicata du wax-up diagnostique
- Modèles
- Ordonnance médicale
- Evobite
- +
- Guide chirurgical
- Indice d'occlusion
- Modèle 3D imprimé
- Synthèse de la conception
- Événuel provisoire en charge immédiate